

VUPEL

GESAMT
KATALOG

20
25



Herausgeber:

Vaupel Orthopädie-Technik GmbH

Am Pannofen 49, 47608 Geldern

Telefon: +49(0)28 31 - 1 33 36 - 0


WhatsApp: +49(0)1 52 - 57 48 82 68


E-Mail: info@vaupel-online.de

www.vaupel-online.de

Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Dieser Katalog ist in Gestaltung, Bild und Text urheberrechtlich geschützt.

DAS UNTERNEHMEN – TIMELINE	4 - 5
LEGENDE	6
EINLAGEN	7 - 44
STÜTZENDE EINLAGEN	7 - 18
BETTENDE EINLAGEN	19 - 24
KORK EINLAGEN	25 - 28
SCHALEN EINLAGEN	29 - 30
ASS EINLAGEN	31 - 44
KERNKOMPETENZ	45 - 59
SCHRITT 1: UNTERBAU WÄHLEN	47 - 52
SCHRITT 2: DECKENKOMBI WÄHLEN	53 - 56
SCHRITT 3: DIENSTLEISTUNG WÄHLEN	57
KONFIGURATIONSTABELLE	58 - 59
MATERIALIEN	61 - 104
PELOTTEN	61 - 66
BEZUGSSTOFFE (DURAFIT)	67 - 73
BEZUGSSTOFFE (EVA)	74
BEZUGSSTOFFE (BEDRUCKTE STOFFE, EINSEITIG ELASTISCH)	75
BEZUGSSTOFFE (MICROFASER)	76
LEDER	77 - 78
POLSTERMATERIAL	79 - 80
G-SOLE	81 - 84
PU SCHÄUME	85 - 88
KORK	89 - 90
EVA	91 - 96
UNTERBEZÜGE	97 - 100
KAPPENSTOFFE	101 - 102
TRITTSCHAUM	103 - 104
ZUBEHÖR	105 - 114
KLETTENBÄNDER (NORMAL)	106 - 107
KLETTENBÄNDER (SELBSTKLEBEND)	108
KLETTENBÄNDER (ELASTISCH)	108
KLETTENBÄNDER	109
POLYESTERGURTE	109
SCHLAUFEN	110
HOHLNIETEN	111
SCHLEIFMITTEL	112 - 113
KLEBER / LÖSUNGSMITTEL	114





Symbole:

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  = schmale Form |  = breite Form |  = spitz |  = karree |
|  = kurzsohlig |  = langsohlig |  = kurze Feder |  = lange Feder |
|  = Shore A |  = Verstärkung |  = Größe/n |  = Deckenmesser |



EINLAGEN –
**STÜTZENDE
EINLAGEN**

A100 | 2015200



Stützende Einlage in schmaler (Gr. 35–44) und breiter (Gr. 35–48) Form erhältlich.

Die Einlage wird in Karree-Form ausgeliefert und liegt komplett verklebt auf Lager.

Die Decke besteht aus einem 2,5 mm starken Polster mit hautfreundlichem Microvelours für angenehmen Tragekomfort und optimale Druckverteilung.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
schmal	Vlies beige	Microvelour	2,5 mm Carbosan-Schaum	2031 Tropfenform

A100 | Urban01



Stützende Einlage in breiter Form mit Spritzgusskern.

Die Decke besteht aus einem 2,5 mm starken Polster mit hautfreundlichem Microvelours für angenehmen Tragekomfort und optimale Druckverteilung.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
breit	Vlies beige	Microvelour	2,5 mm Carbosan-Schaum	2031 Tropfenform

A100 | 2019400



Diese stützende Einlage kombiniert Funktionalität mit modernem Design.


Der Unterbezug in edler Carbon-Optik verleiht ihr ein sportlich-technisches Erscheinungsbild.

Für optimalen Komfort sorgt eine 4 mm starke Polsterung aus Dual-Poron, die sowohl dämpfend als auch druckverteilend wirkt.

Abgerundet wird die Einlage durch eine strapazierfähige Durafit-Decke in Anthrazit, die langlebig und pflegeleicht ist – ideal für den anspruchsvollen Alltag.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
breit	Carbon Optik	durafit anthracite	4 mm Poron Dual rose/blau	2031 Tropfenform

A100 | 2016690



Diese hochwertige stützende Einlage überzeugt durch ihre funktionale Stabilität und ihr modernes Design.

Die Oberseite aus strapazierfähigem Kunstleder in stilvollem Graphite Metallic verleiht der Einlage nicht nur ein elegantes Aussehen, sondern sorgt auch für eine angenehme Haptik und leichte Pflege.

Die Rückseite in leuchtendem Orange setzt einen frischen, sportlichen Akzent und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Halt im Schuh.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
mittelbreit	durafit neon orange	durafit Graphite Metallic	poron black 1,6 mm	2031 Tropfenform

A100 | 2013400



Die Oberfläche besteht aus feinem Rindfutter, das sich angenehm an den Fuß schmiegt und für ein natürliches Tragegefühl sorgt.

Der Unterbau aus 2 mm starkem EVA-Schaumstoff bietet eine zuverlässige Polsterung und unterstützt die Fußmuskulatur bei jedem Schritt.

FORM	UNTERBAU	DECKE	PELOTTE
mittelbreit	EVA Schaumstoff	Rindfutter geprägt	2031 Tropfenform

A100 | 2015300



Diese stützende Einlage bietet eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Komfort.

Der stützende Kern sorgt für eine zuverlässige Unterstützung des Fußgewölbes, während der 2 mm starke Thermokork-Unterbau zusätzliche Formstabilität gewährleistet.

Für angenehmen Laufkomfort ist die Decke mit einem 2,5 mm starken Polster ausgestattet und verfügt über eine sehr gute Rückstellfähigkeit.

Ideal für den täglichen Einsatz.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
mittelbreit	Thermokork	Microvelour	2,5 mm Carbosan-Schaum	2031 Tropfenform

A100 | 2014500



Diese stützende Einlage ist speziell auf gezielte Entlastung ausgelegt. Der Spritzgusskern mit integrierter Fersenaussparung sorgt für spürbare Druckentlastung im Fersenbereich und bietet gleichzeitig stabile Unterstützung.

Für hohen Tragekomfort ist die Decke mit einem 2,5 mm starken Polster und einer sehr guten Rückstellfähigkeit ausgestattet. Angenehm weich, strapazierfähig und optisch dezent.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
mittelbreit	Fersensporn Vlies anthracite	Microvelour	2,5 mm Carbosan	2031 Tropfenform

A100 | 2018900



Diese stützende Einlage ist speziell auf gezielte Entlastung ausgelegt.

Die Fersenweichbettung sorgt für spürbare Druckentlastung im Fersenbereich – ideal bei Beschwerden oder zur Vorbeugung.

Der Unterbezug in Carbon-Optik verleiht der Einlage ein sportlich-technisches Design.

Für optimalen Komfort sorgt ein 4 mm starkes Dual-Poron in Rosé/Blau, das exzellente Dämpfung und Rückstellkraft bietet.

Abgerundet wird die Einlage durch eine robuste, geprägte Decke in Anthrazit, die strapazierfähig und pflegeleicht ist.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
mittelbreit	Fersensporn Carbonoptik	durafit anthracite	4 mm Poron dual	2031 Tropfenform

A100 | Urban02



Diese stützende Einlage in breiter Form bietet besonders viel Halt und Stabilität – ideal für größere oder belastungsempfindliche Füße.

Die integrierte Fersenweichbettung entlastet gezielt den Fersenbereich und wirkt druckmindernd.

Die Decke besteht aus einem 2,5 mm starken Polster mit hautfreundlichem Microvelours für angenehmen Tragekomfort und optimale Druckverteilung.

Eine zuverlässige Lösung für den Alltag.

FORM	UNTERBAU	DECKE	POLSTER	PELOTTE
breit	Fersensporn Vlies beige	Microvelour	2,5 mm Carbosan-schaum	2031 Tropfenform

A100 | Urban07



Diese stützende Einlage ist mit einer Rigidus-Feder beidseitig ausgestattet und bietet gezielte Unterstützung im Vorfußbereich – ideal bei Funktionseinschränkungen des Großzehengrundgelenks (Hallux rigidus).

Die integrierte Federmechanik sorgt für eine kontrollierte Abrollbewegung und entlastet die betroffene Zone.

Angenehm im Schuh, strapazierfähig im Alltag.

FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	POLSTER	PELOTTE
mittelbreit	Vlies beige	Rhenoflex	Microvelour	2,5 mm Carbosan-Schaum	2031 Tropfenform



EINLAGEN – **BETTENDE EINLAGEN**

A200 | 2020100




Diese hochwertige, bettende Einlage vereint optimale Dämpfung mit exzellentem Tragekomfort. Der Kern besteht aus einem weichen EVA-Weichschaum, der für gezielte Druckentlastung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sorgt.

Die Deckenkombination aus 2 mm beigem EVA und 6 mm Poron bietet eine perfekte Balance aus Stabilität und weicher Polsterung.

Während das EVA der Einlage Formstabilität verleiht, überzeugt der Poron-Anteil durch seine hervorragende Stoßabsorption sowie Druckumverteilung und langanhaltende Rückstellkraft – ideal für sensible Füße oder erhöhte Belastungen im Alltag.

FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	POLSTER
breit	EVA-Weichschaum	35° Shore	6 mm Poron, rose	2 mm EVA beige

A200 | 2024500



Diese bettende Einlage kombiniert komfortable Dämpfung mit gezielter Führung. Der weiche EVA-Schaumkern sorgt für eine druckentlastende Unterfütterung und angenehmen Gehkomfort. Eine integrierte Versteifung im Kernbereich verleiht der Einlage zusätzliche Stabilität und unterstützt eine kontrollierte Fußführung.

Die Deckschicht aus blauem, perforiertem EVA-Schaumstoff ist atmungsaktiv, leicht und trägt zur Feuchtigkeitsregulierung bei – ideal für den Einsatz bei erhöhter Belastung oder in geschlossenen Schuhen.

FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA-Weichschaum	35° Shore	EVA-Schaumstoff 4 mm blau	2031

A300 | 2022400




Dieser sportliche Allrounder überzeugt durch eine sehr gute Form und eine extrem schnelle Anpassung im Schuh.

Die Verbindung von EVA-Unterbau und dem blauen, perforierten EVA sorgt für eine ausreichende Unterstützung des Fußes in jeder Lebenslage.

FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit				

A300 | 2021900



Dieser sportliche Allrounder überzeugt durch eine sehr gute Form und eine extrem schnelle Anpassung im Schuh.


Die Verbindung von EVA-Kork und dem blauen, perforierten EVA sorgt für eine ausreichende Unterstützung des Fußes in jeder Lebenslage.

FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA-Weichschaum	-	EVA-Schaumstoff 4 mm blau	2031

[illegible]

EINLAGEN – **KORK EINLAGEN**

2297




3373



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG
breit	Gummikork	35°

2197-5



Diese hochwertige Weichbettungseinlage bietet ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften bei gleichzeitig hoher Rückstellkraft.

Der ideale Begleiter im aktiven Bereich, z. B. Walking, Wandern oder Laufsportarten.

FORM	UNTERBAU	DECKE	VERSTEIFUNG
breit	Gummikork	s. Polster	35°

3297



Diese hochwertige Weichbettungseinlage bietet ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften bei gleichzeitig hoher Rückstellkraft. Sie ist besonders geeignet für empfindliche oder entzündete Füße, beispielsweise bei Rheumatikern oder Personen mit hohem Komfortanspruch.

FORM	UNTERBAU	DECKE	VERSTEIFUNG
breit	Gummikork	EVA 30° verklebt	30° Shore



EINLAGEN –
**SCHALEN
EINLAGEN**

A400 | 2014700



3-Backen-Einlage, thermisch verformbar, EVA blau marmoriert, 35° Shore, moderates Längsgewölbe, sehr gute laterale Führung.

FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	POLSTER
Kinder mittelbreit	Faserfolie	Rhenoflex Kappenstoff	Polster	3 mm EVAlastic wave



EINLAGEN –
**ARBEITS-
SICHERHEITS-
EINLAGEN**

A200 | 2016800



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA Weichschaum	leichte Versteifung	Elten	2031

A200 | 2016820



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA Weichschaum	leichte Versteifung	Elten lose	2031

A200 | 2016900




FORM	UNTERBAU	DECKE	PELOTTE
breit	Fersensporn	Elten	2031

A200 | 2016920



FORM	UNTERBAU	DECKE	PELOTTE
breit	Fersensporn	Elten lose	2031

204100



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	LIEFERBARE GRÖSSEN
Elten ESD Pro Plattenware	zertifiziertes Deckenmaterial ca. 35 x 25 cm	36 bis 38 39 bis 40 41 bis 42 43 bis 44 45 bis 46 47 bis 52

A200 | 2016100



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	A200-SWOB09	leichte Versteifung	atlas	2031

A200 | 2016120



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA Weichschaum	leichte Versteifung	atlas lose	2031

A200 | 2016200



FORM	UNTERBAU	DECKE	PELOTTE
breit	Fersensporn	atlas	2031

A200 | 2016220



FORM	UNTERBAU	DECKE	PELOTTE
breit	Fersensporn	atlas lose	2031

1603



ARTIKEL	BESCHREIBUNG
atlas Klima-Komfort Plattenmaterial	zertifiziertes Deckenmaterial ca. 35 x 25 cm



A200 | 2017800



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA Weichschaum	leichte Versteifung	haix	2031

A200 | 2017820



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA Weichschaum	leichte Versteifung	haix lose	2031



703011



ARTIKEL	BESCHREIBUNG
Haix Co-System Plattenware	zertifiziertes Deckenmaterial ca. 37 x 25 cm



A200 | 2018700



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA Weichschaum	leichte Versteifung	steitz segura	2031


A200 | 2018720



FORM	UNTERBAU	VERSTEIFUNG	DECKE	PELOTTE
breit	EVA Weichschaum	leichte Versteifung	steitz segura lose	2031



2000



ARTIKEL	BESCHREIBUNG
Steitz-Secura Ergo-Soft 1,8 mm	zertifiziertes Deckenmaterial ca. 37 x 25 cm

A100 | 2020600




FORM	UNTERBAU	DECKE	PELOTTE
breit	Fersensporn	HKS	2031

A100 | 2020620



FORM	UNTERBAU	DECKE	PELOTTE
breit	Fersensporn	HKS lose	2031

9000



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	LIEFERBARE GRÖSSEN
HKS ortho Deckenmaterial	zertifiziertes Deckenmaterial ca. 35 x 25 cm	35 bis 38 39 bis 40 41 bis 42 43 bis 44 45 bis 46 47 bis 50



KERN-KOMPETENZ

DIE GEBALLTE KERNKOMPETENZ IN 3 SCHRITTEN

INDIVIDUELL. SCHNELL. EINFACH.

Stellen Sie sich ihre Wunscheinlage ganz einfach selbst zusammen.

Wählen Sie aus einem breitgefächerten Sortiment verschiedener Unterbauten und Deckenkombinationen.

Schritt
1

Unterbau
wählen

Schritt
2

Deckenkombination
wählen

Schritt
3

Dienstleistung
wählen

Grüner Kern Stützende Kerne




paraskin beige			A100-KGSB009
			A100-KGBB009
paraskin anthracite			A100-KGSA009
			A100-KGBA009
carbon optik			A100-KGSD009
			A100-KGBD009

Transparenter Kern Stützende Kerne



paraskin anthracite			A100-KTBA009
carbon optik			A100-KTBD009
Kevlar			A100-KTBK009


V-BLACK
Stützende Kerne




Fersensporen Kern
Stützende Kerne



V-FIBRE (die Einlage mit dem Plus +)
Fersensporen-Kunststoffkern mit hohem Glasfaseranteil
Ausgepolsterter weicher Plantar Faszien Kanal und Fersenpolster



V-EVER
Stützende Kerne



V-EVER RIGIDUS

Stützende Kerne



V-FLEX

hoch flexible Fersensporneinlage mit Fersenweichbettung und einer dynamischen Unterstützung des Längsgewölbes



Flex A100-FLCL009

Flex+ A100-FPCL009

V-FUSION

Glasfaser-Kern auf Acrylharz-Basis mit Großzehengelenksversteifung
Ausgepolsterter weicher Plantar Faszien Kanal
Fersenweichbettung + Metatarsalpolster zur zusätzlichen Unterstützung des normalen Gangbildes



A100-HFUK009

V-SOFT

Bettender Kern



EVA-Weichschaum 35° A200-SWOB009

EVA-Weichschaum mit Verstärkung 35° A200-SWMB009


EVA-Weichschaum breit mit Verstärkung 50° A200-SHMB009

EVA-Weichschaum schmal mit Verstärkung 50° A200-SHMS009

EVA-Kork-Rohling
Bettender Kern




EVA-Kork-Rohling
60°



A200-COMS009

EVA-Kork-Rohling
60°



A200-COMB009

EVA (1,5 mm)



DK34



Polster:	1,5mm EVA blau
Bezug:	Durafit linnen geprägt
Shore A:	25°

EVA (2 mm)



TG37502



Polster:	2mm EVA plus pistazie
Bezug:	-
Shore A:	20°

TG51002



Polster:	2mm EVA plus naranja
Bezug:	-
Shore A:	20°

DK84



Polster:	2mm EVA pistazie
Bezug:	Durafit anthracite geprägt
Shore A:	20°

DK85



Polster:	2mm EVA naranja
Bezug:	Durafit anthracite geprägt
Shore A:	20°

DK53



Polster:	2mm EVA blau
Bezug:	Durafit ocean glatt
Shore A:	22°

EVA (3 mm)



Polster:	3mm EVA schwarz
Bezug:	Durafit black geprägt
Shore A:	20°



Polster:	3mm EVA blau
Bezug:	Durafit petrol geprägt
Shore A:	20°



Polster:	3mm EVA blau
Bezug:	Durafit linnen geprägt
Shore A:	20°



Polster:	3mm EVA beige
Bezug:	Durafit linnen geprägt
Shore A:	25°



Polster:	3mm EVA blau
Bezug:	Durafit stone geprägt
Shore A:	20°



Polster:	3mm EVA schwarz
Bezug:	Durafit linnen geprägt
Shore A:	20°



Polster:	3mm EVA grün
Bezug:	Rindfutter natural geprägt
Shore A:	20°



Polster:	3mm EVA schwarz
Bezug:	Durafit anthracite geprägt
Shore A:	20°



Polster:	3mm EVA rojo
Bezug:	-
Shore A:	-



Polster:	3mm EVA rojo
Bezug:	Durafit anthracite geprägt
Shore A:	20°

PU/G-SOLE (2 mm)




Polster:	2mm g-sole blau
Bezug:	-
Shore A:	-

PU/G-SOLE (3 mm)



Polster:	3mm g-sole blau
Bezug:	-
Shore A:	-



Polster:	3mm g-sole blau
Bezug:	Durafit marine geprägt
Shore A:	-



Polster:	3mm g-sole blau
Bezug:	Durafit anthracite geprägt
Shore A:	-



Polster:	3mm g-sole wine
Bezug:	Durafit anthracite geprägt
Shore A:	-



Polster:	3mm g-sole blau
Bezug:	Durafit petrol geprägt
Shore A:	-



Polster:	3mm g-sole MED blau
Bezug:	Rindfutter natural geprägt
Shore A:	-



Polster:	3mm g-sole wine
Bezug:	Soft stretch macciato
Shore A:	-



Polster:	3mm g-sole blau
Bezug:	Durafit black geprägt
Shore A:	-

PU/G-SOLE (5 mm)



Polster:	5mm g-sole blau
Bezug:	Durafit marine geprägt
Shore A:	-



Polster:	5mm g-sole blau
Bezug:	Durafit petrol geprägt
Shore A:	-

PU/G-SOLE (6 mm)



Polster:	6mm g-sole wine
Bezug:	-
Shore A:	-



Polster:	6mm g-sole wine
Bezug:	Soft Stretch macciato
Shore A:	-



Polster:	6,mm Poron rot
Bezug:	-
Shore A:	-



3.1. Varianten

Komplett verklebt
mit Standard Pelotte Tropfenform

oder

Ferse verklebt
ohne Pelotte

oder

Decke lose
ohne Pelotte

3.2. Individualisierung Logodruck
(bei allen Decksohlen mit Bezug)

Wünschen Sie Ihr Logo auf der Einlage, so haben Sie die Möglichkeit Uns eine entsprechende Datei zukommen zu lassen.



3.3. Meisterschliff
(bei v-soft & EVA-Kork)

Wünschen Sie einen Vorschleiff der Seitenränder, dann erhalten Sie eine meisterlich konische Bearbeitung des Rohlings.



KONFIGURATIONSTABELLE



SCHRITT 1: WÄHLEN SIE IHREN UNTERBAU

Grüner Kern

paraskin beige

A100-KGSB009

paraskin anthracite

A100-KGSA009

carbon optik

A100-KGSD009

A100-KGBB009

A100-KGBA009

A100-KGBD009

Transparenter Kern

paraskin anthracite

A100-KTBA009

carbon optik

A100-KTBD009

Kevlar

A100-KTBK009

V-BLACK

Kevlar

A100-KFBK009

Kevlar

A100-KFBL009

Fersensporen Kern

carbon optik

A100-PDBD009

paraskin anthracite

A100-PSBA009

V-FIBRE

Kevlar

A100-PFCK009

Kevlar

A100-PFCL009

V-EVER

Kevlar

A100-EEK009

Kevlar

A100-EEV009

A100-EEMB009

A100-EEVB009

V-EVER RIGIDUS

Kevlar

A100-REVK009

Kevlar

A100-REVS009

A100-REKK009

A100-REKS009

V-SOFT

EVA-Weichschaum 35°

A200-SWOB009

EVA-Weichschaum mit Verstärkung 35°

A200-SWMB009

EVA-Weichschaum breit mit Verstärkung 50°

A200-SHMB009

EVA-Weichschaum schmal mit Verstärkung 50°

A200-SHMS009

EVA-Kork-Rohling

EVA-Kork-Rohling 60°

A200-COMS009

EVA-Kork-Rohling 60°

A200-COMB009

SCHRITT 2: WÄHLEN SIE IHRE DECKENKOMBINATION

EVA (1,5 mm)

DK34

P: 1,5mm EVA blau

B: Durafit linnen geprägt

S: 25°

EVA (2 mm)

TG37502

P: 2mm EVA plus pistazie

B: -

S: 20°

TG51002

P: 2mm EVA plus naranja

B: -

S: 20°

DK84

P: 2mm EVA pistazie

B: Durafit anthracite geprägt

S: 20°

DK85

P: 2mm EVA naranja

B: Durafit anthracite geprägt

S: 20°

DK53

P: 2mm EVA blau

B: Durafit ocean glatt

S: 22°

EVA (3 mm)

DK55

P: 3mm EVA schwarz

B: Durafit black geprägt

S: 20°

DK97

P: 3mm EVA blau

B: Durafit petrol geprägt

S: 20°

DK49

P: 3mm EVA blau

B: Durafit linnen geprägt

S: 20°

DK44

P: 3mm EVA beige

B: Durafit linnen geprägt

S: 25°

DK76

P: 3mm EVA blau

B: Durafit stone geprägt

S: 20°

DK38

P: 3mm EVA schwarz

B: Durafit linnen geprägt

S: 20°

DK28

P: 3mm EVA grün

B: Rindfütter natural geprägt

S: 20°

DK122

P: 3mm EVA schwarz

B: Durafit anthracite geprägt

S: 20°

TG42503

P: 3mm EVA rojo

B: -

S: -

DK107

P: 3mm EVA rojo

B: Durafit anthracite geprägt

S: 20°

PU/G-SOLE (2 mm)

GS2502

P: 2mm g-sole blau

B: -

S: -

PU/G-SOLE (3 mm)

GS2503

P: 3mm g-sole blau

B: -

S: -

DK96

P: 3mm g-sole blau

B: Durafit marine geprägt

S: -

DK99

P: 3mm g-sole blau

B: Durafit anthracite geprägt

S: -

DK102

P: 3mm g-sole wine

B: Durafit anthracite geprägt

S: -

DK105

P: 3mm g-sole blau

B: Durafit petrol geprägt

S: -

DK31

P: 3mm g-sole MED blau

B: Rindfütter natural geprägt

S: -

DK94

P: 3mm g-sole wine

B: Soft stretch macciato

S: -

PU/G-SOLE (5 mm)

DK110

P: 3mm g-sole blau

B: Durafit black geprägt

S: -

DK95

P: 5mm g-sole blau

B: Durafit marine geprägt

S: -

DK106

P: 5mm g-sole blau

B: Durafit petrol geprägt

S: -

PU/G-SOLE (6 mm)

GS2006

P: 6mm g-sole wine

B: -

S: -

DK130

P: 6mm g-sole wine

B: Soft Stretch macciato

S: -

P63

P: 6mm Poron rot

B: -

S: -

P = Polster

B = Bezug

S = Shore A

SCHRITT 3: WÄHLEN SIE IHRE DIENSTLEISTUNG

3.1. Varianten

Komplett verklebt mit Standard Pelotte Tropfenform

oder

Ferse verklebt ohne Pelotte

oder

Decke lose ohne Pelotte

3.2. Individualisierung Logodruck (bei allen Decksohlen mit Bezug)

Wünschen Sie Ihr Logo auf der Einlage, so haben Sie die Möglichkeit Uns eine entsprechende Datei zukommen zu lassen.

3.3. Meisterschliff (bei v-soft & EVA-Kork)

Wünschen Sie einen Vorschliff der Seitenränder, dann erhalten Sie eine meisterlich konische Bearbeitung des Rohlings.

EINLAGEN

KERNKOMPETENZ

MATERIALIEN

ZUBEHÖR

58

Vaupel Orthopädie-Technik GmbH • Am Pannofen 49 • 47608 Geldern

Telefon: +49(0)28 31 / 1 33 36 - 0 • WhatsApp: +49(0)1 52 - 57 48 82 68 • E-Mail: info@vaupel-online.de • www.vaupel-online.de

59



Tropfenform **VE = 50 Paar**

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
2030	Gr. 0	6,3 mm hoch



VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
2031	Gr. 1	6,4 mm hoch
	Gr. 2	7,2 mm hoch
	Gr. 3	7,4 mm hoch



VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
2032	Gr. 1	6,2 mm hoch
	Gr. 2	6,9 mm hoch



VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
2057	Gr. 1	7,5 mm hoch
	Gr. 2	8,8 mm hoch



VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
2065	Gr. 1	9,0 mm hoch
	Gr. 2	10,0 mm hoch

VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
3438	Gr. 1	6,0 mm hoch
	Gr. 2	6,8 mm hoch
	Gr. 3	7,6 mm hoch



VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
3917	Gr. 1	5,7 mm hoch



VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
7444	Gr. 2	6,8 mm hoch



VE = 50 Paar

Art. Nr.:	Größe:	Beschreibung:
12518	Gr. 1	6,4 mm hoch
	Gr. 3	8,4 mm hoch





Anatomisch			VE = 50 Paar
Art. Nr.: 2041	Größe:	Beschreibung:	
	Gr. 1 Gr. 2	8,9 mm hoch 9,1 mm hoch	



Art. Nr.: 3217	Größe:	Beschreibung:	VE = 50 Paar
	Gr. 2	4,5 mm hoch	
	Gr. 3	5,1 mm hoch	
	Gr. 4	5,8 mm hoch	



Art. Nr.: 6648	Größe:	Beschreibung:	VE = 50 Paar
	Gr. 0	5,2 mm hoch	
	Gr. 1	6,0 mm hoch	
	Gr. 2	6,7 mm hoch	



Art. Nr.: 7443	Größe:	Beschreibung:	VE = 50 Paar
	Gr. 1	8,4 mm hoch	
	Gr. 2	9,8 mm hoch	
	Gr. 3	10,8 mm hoch	



Art. Nr.: 8109	Größe:	Beschreibung:	VE = 50 Paar
	Gr. 1	6,6 mm hoch	

Art. Nr.: 8144	Größe:	Beschreibung:	VE = 50 Paar
	Gr. 1	9,0 mm hoch	



Art. Nr.: 12436	Größe:	Beschreibung:	VE = 50 Paar
	Gr. 10	9,4 mm hoch	
	Gr. 11	10,4 mm hoch	



Art. Nr.: 21290	Größe:	Beschreibung:	VE = 50 Paar
	Gr. 1	5,8 mm hoch	



Propriozeptive

Art. Nr.: 815850	Größe:	Beschreibung:	
	Gr. 1	5,5 mm hoch	
	Gr. 2	6,3 mm hoch	
	Gr. 3	7,0 mm hoch	



Fersenpolster

Art. Nr.: 31045	Größe:	VE = 10 Paar
	Gr. 35/39	
	Gr. 40/44	
	Gr. 45/48	





Stufenpelotten			VE = 10 Paar
Art. Nr.: 21325	Größe:	Beschreibung:	
	Gr. 6	9,0 mm hoch	
	Gr. 7	9,0 mm hoch	
	Gr. 8	9,5 mm hoch	
	Gr. 9	10,0 mm hoch	
			VE = 10 Paar
Art. Nr.: 30690	Größe:		
	Gr. 1	10,0 mm hoch	
			VE = 10 Paar
Art. Nr.: 811450	Größe:		
	Gr. 1	7,0 mm hoch	

ENTDECKE DIE FARBVIELFALT

Atmungsaktive Mikrofaser
in einer riesigen Farbauswahl

MATERIALIEN –
BEZUGSSTOFFE

Absorbierend

Federleicht

Schnell
trocknend

Geruchlos

Hohe
Zerreifestigkeit

Langlebig

Rutschfest

Groe
Farbauswahl



100% Atmungsaktive Mikrofaser mit dem Look & Feel von Leder

Mit Durafit stellen Sie zu 100% atmungsaktive und komfortable Einlagen & Schuhe mit perfektem Sitz und optimalem Fußklima her. Diese einzigartige Mikrofaser kann vielfältig eingesetzt werden: für spezielle Lösungen in der Orthopädie über perfekt passende Einlegesohlen oder stützende Schuheinlagen bis hin zu leichten, flexiblen Sportschuhen.

Durafit Geprägt

Eine glatte Basis mit einem regelmäßigen kleinen Perforationsmuster. Erhältlich auf Rollen, in Form von Bögen oder als Stanzteile.

Durafit Glatt

Die glatte Oberfläche sieht aus wie Naturleder und fühlt sich auch so an. Erhältlich auf Rollen, in Form von Bögen oder als Stanzteile.



CLASSIC

SMOOTH (GLATT) (0,8 mm)

Color	Color n°		 Mini Roll 11.5 cm x 25 m	 Sheet 140 x 100 cm
Black	15		D70115	D70140
Anthracite	07		D71115	D71140
Grey	22		D76115	D76140
Ivory	46		D58115	D58140
Bright White	02		D90115	D90140
Cocoa	13		D79115	D79140
Hickory	56		D121115	D121140
Brown	06		D75115	D75140
Camel	05		D52115	D52140
Latte	45		D93115	D93140
Taupe	12		D86115	D86140
Fudge	11		D114115	D114140
Lila	19		D49115	D49140
Pink	35		D29115	D29140
Peach	41		D39115	D39140
Light Blue	26		D47115	D47140
Mint	21		D32115	D32140
Jade	51		D102115	D102140
Linen	32		D64115	D64140
Tan	54		D104115	D104140
Blush	53		D106115	D106140
Stone	10		D74115	D74140
Ecru	09		D22115	D22140
Cream	01		D46115	D46140
Wine	39		D78115	D78140
Red	24		D24115	D24140
Neon Orange	47		D12115	D12140
Orange	31		D68115	D68140
Coral	25		D50115	D50140
Bordeaux	38		D40115	D40140
Fuchsia	18		D62115	D62140
Magenta	30		D28115	D28140
Aubergine	14		D53115	D53140
Purple	43		D43115	D43140
Green	42		D48115	D48140
Neon Green	58		D122115	D122140
Lime	23		D63115	D63140
Leaf	55		D108115	D108140
Yellow	36		D85115	D85140
Mustard	03		D112115	D112140
Light Yellow	44		D65115	D65140
Marine	08		D69115	D69140
Ocean	33		D82115	D82140
Petrol	40		D23115	D23140
Indigo	57		D123115	D123140
Blue	17		D55115	D55140
Aqua	50		D116115	D116140
Sky	49		D06115	D06140
Gold	28		D80115	D80140
Bronze	27		D41115	D41140
Graphite	48		D14115	D14140
Silver	16		D42115	D42140
Platinum	29		D35115	D35140
Tanne Green	20		D11115	D11140
Moss Green	34		D37115	D37140
Olive	37		D34115	D34140
Beige	04		D61115	D61140
Hazel	52		D08115	D08140

SEMI-PERFORATED
(0,8 mm)


Color	Color n°		 Mini Roll 11.5 cm x 25 m	 Sheet 140 x 100 cm
Black	15		D60115	D60140
Anthracite	07		D67115	D67140
Grey	22		D21115	D21140
Ivory	46		D30115	D30140
Bright White	02		D89115	D89140
Cocoa	13		D83115	D83140
Hickory	56		D11815	D118140
Brown	06		D72115	D72140
Camel	05		D45115	D45140
Latte	45		D92115	D92140
Taupe	12		D44115	D44140
Fudge	11		D110115	D110140
Lila	19		D97115	D97140
Pink	35		D17115	D17140
Peach	41		D31115	D31140
Light Blue	26		D91115	D91140
Mint	21		D54115	D54140
Jade	51		D103115	D103140
Linen	32		D66115	D66140
Tan	54		D105115	D105140
Blush	53		D107115	D107140
Stone	10		D73115	D73140
Ecru	09		D27115	D27140
Cream	01		D57115	D57140
Wine	39		D84115	D84140
Red	24		D36115	D36140
Neon Orange	47		D13115	D13140
Orange	31		D81115	D81140
Coral	25		D98115	D98140
Bordeaux	38		D18115	D18140
Fuchsia	18		D87115	D87140
Magenta	30		D20115	D20140
Aubergine	14		D16115	D16140
Purple	43		D51115	D51140
Green	42		D88115	D88140
Neon Green	58		D11915	D119140
Lime	23		D59115	D59140
Leaf	55		D10915	D109140
Yellow	36		D94115	D94140
Mustard	03		D11315	D113140
Light Yellow	44		D96115	D96140
Marine	08		D77115	D77140
Ocean	33		D56115	D56140
Petrol	40		D38113	D38140
Indigo	57		D12001	D120140
Blue	17		D33113	D33140
Aqua	50		D11771	D117140
Sky	49		D07110	D07140
Gold	28		D01115	D01140
Bronze	27		D99115	D99140
Graphite	48		D15115	D15140
Silver	16		D25115	D25140
Platinum	29		D04115	D04140
Tanne Green	20		D05115	D05140
Moss Green	34		D02112	D02140
Olive	37		D03113	D03140
Beige	04		D26116	D26140
Hazel	52		D09119	D09140

CERAMIC
(0,8 mm)


Color		 Mini Roll 11.5 cm x 25 m	 Sheet 140 x 100 cm
Ceramic Black		D10115	D10140
Ceramic Ivory		D19115	D19140
Ceramic Grey		D95115	D95140




COMFORT
Durafit + PU-R 1.6 mm Beige
Color



Black smooth	PU-R 1.6 mm Beige		DK08115	DK08140
Black semi-perforated	PU-R 1.6 mm Beige		DK15115	DK15140
Anthracite semi-perforated	PU-R 1.6 mm Beige		DK03115	DK03140
Taupe semi-perforated	PU-R 1.6 mm Beige		DK18115	DK18140
Stone semi-perforated	PU-R 1.6 mm Beige		DK03115	DK03115




Durafit + PU-R 1.6 mm Blue
Color



Black smooth	PU-R 1.6 mm Blue		DK50115	DK50140
Marine semi-perforated	PU-R 1.6 mm Blue		DK49115	DK49140




Durafit + Poron 1.6 mm Black
Color



Black semi-perforated	Poron 1.6 mm Black		DK01115	DK01140
Anthracite semi-perforated	Poron 1.6 mm Black		DK47115	DK47140
Linen semi-perforated	Poron 1.6 mm Black		DK24115	DK24140
Marine semi-perforated	Poron 1.6 mm Black		DK32115	DK32140
Ceramic Black	Poron 1.6 mm Black		DK25115	DK25140




SPORT
Durafit + Poron 2.0 mm XRD
Color



Marine semi-perforated	Poron 2.0 mm XRD		DK38115	DK38140
Black semi-perforated	Poron 2.0 mm XRD		DK48115	DK48140
Ceramic Grey	Poron 2.0 mm XRD		DK39115	DK39140




MEDICAL
Durafit + Echocel Pulse 3.2 mm
Color



Black semi-perforated	Echocel Pulse 3.2		DK60115	DK60140
Anthracite semi-perforated	Echocel Pulse 3.2		DK62115	DK62140
Linen semi-perforated	Echocel Pulse 3.2		DK63115	DK63140
Taupe semi-perforated	Echocel Pulse 3.2		DK64115	DK64140
Evium	Echocel Pulse 3.2		DK58115	DK58140




Durafit + Dyafoam 2.0 mm
Color



Black semi-perforated	Dyafoam 2.0 mm		DK022115	DK022140
Anthracite semi-perforated	Dyafoam 2.0 mm		DK04115	DK04140
Linen semi-perforated	Dyafoam 2.0 mm		DK55115	DK55140



Durafit + Dyafoam 3.0 mm
Color



Black semi-perforated	Dyafoam 3.0 mm		DK02115	DK02140
Anthracite semi-perforated	Dyafoam 3.0 mm		DK53115	DK53140
Linen semi-perforated	Dyafoam 3.0 mm		DK56115	DK56140



EVA Marmor-Schwarz
1,5 mm

Minirolle
12 cm x 10,5 m

Art. Nr.: **XDE SWIRL CARBON** Härte: 30° Shore A



EVA Marmor-Blau
1,5 mm

Minirolle
12 cm x 10,5 m

Art. Nr.: **XDE SWIRL AQUA** Härte: 30° Shore A



EVA Marmor-Rot
1,5 mm

Minirolle
12 cm x 10,5 m

Art. Nr.: **XDE SWIRL FIRE** Härte: 30° Shore A



EVA Marmor-PINK
1,5 mm

Minirolle
12 cm x 10,5 m

Art. Nr.: **XDE SWIRL PINK** Härte: 30° Shore A



Spine - schwarz/grün
0,8 mm

Minirolle
12,5 cm x 10 m

Art. Nr.: **X10115** Beschreibung: glatt mit Beschichtung



Spine - schwarz/blau
0,8 mm

Minirolle
12,5 cm x 10 m

Art. Nr.: **X11115** Beschreibung: glatt mit Beschichtung



Graffiti
0,8 mm

Minirolle
12,5 cm x 10 m

Art. Nr.: **X13115** Beschreibung: glatt mit Beschichtung



Urban
0,8 mm

Minirolle
12,5 cm x 10 m

Art. Nr.: **X15115** Beschreibung: glatt mit Beschichtung



Pixel-Camouflage
0,8 mm

Minirolle
12,5 cm x 10 m

Art. Nr.: **X16115** Beschreibung: glatt mit Beschichtung



Wasser
0,8 mm

Minirolle
12,5 cm x 10 m

Art. Nr.: **X17115** Beschreibung: glatt mit Beschichtung






Soft-Stretch, anthrazit

Rolle
11,5 cm x 25 m
Art. Nr.:
CL60115



Sheet
140 cm x 1 m
Art. Nr.:
CL60




Soft-Stretch, macciato

Rolle
11,5 cm x 25 m
Art. Nr.:
CL62115




Sheet
140 cm x 1 m
Art. Nr.:
CL62



Microvelour beige mit Latexfaom 2,5 mm beige

Rolle
12cm x 12,5m
Art. Nr.:
MV10120



Microvelour grau mit Latexfoam 2,5 mm blau

Rolle
12cm x 12,5m
Art. Nr.:
MV12120



MATERIALIEN –
LEDER



KFS11
Kalb Athletic classic
schwarz, gepr.
0,9 - 1,1 mm



RL35
Rindfutter vegetabil
natural geprägt, gemillt
0,9 - 1,1 mm



RL36
Rindfutter vegetabil
natural glatt, gemillt
0,9 - 1,1 mm



ZL07
Ziegenleder vegetabil
Ortho Naüüa Soft
???




MATERIALIEN –
**POLSTER-
MATERIAL**



MV10
Microfaser beige, Latex-Foam
2,5 mm




MV12
Microfaser anthrazit, Latex-Foam
2,5 mm



Z14
Polstermaterial ZK, schwarz
3 mm



Z20
Polstermaterial NR, schwarz
5 mm



- » Einzigartige Produkteigenschaften –
dämpfend | dauerelastisch |
regenerierend
- » Konstante Performance –
ein Schuhleben lang
- » Entwickelt und produziert
in Österreich

MATERIALIEN –
G-SOLE



Hautfreundlich

Atmungsaktiv

MEDICAL

RECREATION

PERFORMANCE




Hautfreundlich

Die Hautverträglichkeit wurde für alle g-sole Produkte dermatologisch getestet und bestätigt. Sie erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hinsichtlich Schadstofffreiheit und eignen sich für medizinische Anwendungen in der Orthopädie. Der direkte Hautkontakt ist auch über längere Zeit unbedenklich.

Atmungsaktiv

Ausgewählte g-sole-Materialien sind offenzellig und sorgen damit für eine bessere Atmungsaktivität.



ANWENDUNGSBEREICHE G-SOLE

Das g-sole Produkt-Portfolio umfasst sechs Schäume, die in den Anwendungsbereichen **Medical**, **Recreation** und **Performance** zum Einsatz kommen.



MEDICAL

g-sole Medical unterstützt das angenehme Tragegefühl und gibt Stabilität. Der Fuß wird optimal gebettet, geführt und entlastet.

- Weiches Tragegefühl mit leichtem und bei Bedarf dünnem Material
- Unterstützt Stabilität und Balance
- Höhere Dämpfung schont die Gelenke
- Formstabil auch bei dauerhafter Druckbelastung



RECREATION

g-sole Recreation bietet die optimale Kombination von weichem Tragegefühl und dynamischer Unterstützung für den Freizeitbereich.

- Langlebig und zuverlässig
- Unterstützt das weiche Tragegefühl
- Abriebfest und temperaturunempfindlich
- Ökonomisch



PERFORMANCE

g-sole Performance bietet optimale Unterstützung bei sportlichen Aktivitäten. Das ausgeprägte dynamische Verhalten erfüllt höchste Ansprüche.

- Hohe Energierückgabe für mehr Leistung im Sport
- Schutz vor Überlastung bei hoher Beanspruchung
- Dauerhaft gleichbleibende Performance durch geringe Materialsetzungen




GS2002	g-sole Typ PER D20	wine	137x100 cm	2mm
GS2003	g-sole Typ PER D20	wine	137x100 cm	3mm
GS2004	g-sole Typ PER D20	wine	137x100 cm	4mm
GS2006	g-sole Typ PER D20	wine	137x100 cm	6mm
GS2002	g-sole Typ MED C25	blue	137x100 cm	2mm
GS2003	g-sole Typ MED C25	blue	137x100 cm	3mm
GS2005	g-sole Typ MED C25	blue	137x100 cm	5mm
GS2003	g-sole Typ REC D05	green	137x100 cm	3mm

MED = Medical | PER = Performance | REC = Recreation



MATERIALIEN –
PU SCHÄUME



P12
Poron Dual Layer, rose/blau, glatt
4 mm



P13
Poron XRD, gelb, einseitig rau
3 mm



P33
Poron medical, haut
3 mm



P16
Poron black
1,6 mm



SC-303
Shockicel Red Memory
3 mm




SC-403
Shockicel Transpira blue
3 mm



MATERIALIEN – **KORK**



KT02	Thermokork	2mm
KT03	Thermokork	3mm
KT04	Thermokork	4mm
KT06	Thermokork	6mm
KT08	Thermokork	2mm



MATERIALIEN –
EVA



T09
EVA-Schaumstoff,
blau, glatt,
25° Sh
1,5 mm



T25
EVA-Schaumstoff,
anthrazit, glatt,
25° Sh
2 mm



T28
EVA-Schaumstoff,
haut, glatt,
25° Sh
2 mm



T31
EVA-Schaumstoff,
haut, glatt,
25° Sh
3 mm



T12
EVA-Schaumstoff,
blau, perforiert,
30° Sh
4 mm




T16
EVA-Cellsupersoft,
haut, glatt,
25° Sh
4 mm



T17
EVA-Cellsupersoft,
haut, glatt,
25° Sh
5 mm



T40
EVA-Schaumstoff,
blau, glatt,
30° Sh
4 mm



TG37602
EVAplus,
grün, glatt,
20° Sh
2 mm



TG51102
EVAplus,
naranja, glatt,
20° Sh
2 mm



TG42503
EVAplus,
rojo, glatt,
20° Sh
3 mm



TS10
EVAflex hochelastisch
haut, glatt,
20° Sh
3 mm



TS11
EVAflex hochelastisch,
blau, glatt,
20° Sh
3 mm



TS12
EVAflex hochelastisch,
schwarz, glatt,
20° Sh
3 mm



TS13
EVAflex hochelastisch,
grün, glatt,
20° Sh
3 mm



PZ-30102
Cellsupersoft,
hellblau, glatt,
22° Sh
2 mm



PZ-30103
Cellsupersoft,
hellblau, glatt,
22° Sh
3 mm




PZ-50235
EVALastic,
schwarz, perforiert,
35° Sh
3 mm



PZ-52134
EVALastic,
blau, marmoriert, glatt,
35° Sh
3 mm



PZ-52138
EVALastic,
gelb/rot, marmoriert, glatt,
35° Sh
3 mm



PZ-50141
EVALastic,
haut, perforiert,
35° Sh
4 mm



PZ-50143
EVALastic,
rot, perforiert,
35° Sh
4 mm




PZ-50145
EVALastic,
braun, perforiert,
35° Sh
4 mm



PZ-50153
EVA-Schaumstoff,
rot, glatt,
35° Sh
4 mm



PZ-30105
Cellsupersoft,
hellblau, glatt,
25° Sh
5 mm



MATERIALIEN –
UNTERBEZÜGE



UM40
Network-Combi, RX Imperfirm TV 15 P,
Carbon schwarz



UM36
Network Delikatesse, Carbonoptik
schwarz



UM12
Paraskin premium, anthrazit



UM18
Paraskin premium, brandy



UM65
Kevlar carbonio



UM42
Kork-Bezugsstoff



UM680
Smartlite 680, schwarz



MATERIALIEN –
**KAPPEN-
STOFFE**



S11
THK V20 Versteifungs-
material, eins. reaktivier-
bar, weiß
1 mm



S15
Ultrafit, grau
1 mm



S16
RX 3745 bio, weiß
1 mm



S17
RX 5052 Rhenoflex,
braun
1 mm



UM41
RX Imperfirm TV 15 P,
Unterbau-Combi mit
Verstärkung, weiß
1 mm





TRS-80000	Trittschaum Standard	(330 x 145 x 38mm)	blau	VE = 30 Paar
TRS-80000/11	Trittschaum Standard	(330 x 145 x 38mm)	grün	VE = 30 Paar
TRS-80000/14	Trittschaum Standard	(330 x 145 x 38mm)	violett	VE = 30 Paar
TRS-80000/16	Trittschaum Standard	(330 x 145 x 38mm)	rosa	VE = 30 Paar
TRS-80000/3	Trittschaum Standard	(330 x 145 x 38mm)	rot	VE = 30 Paar
TRS-80000/8	Trittschaum Standard	(330 x 145 x 38mm)	gelb	VE = 30 Paar
TRS-80000/O	Trittschaum Standard	(330 x 145 x 38mm)	blau (ohne Logo)	VE = 30 Paar
TRS-80005	Trittschaum Genial XL	(330 x 145 x 58mm)	blau	VE = 25 Paar
TRS-80005/16	Trittschaum Genial XL	(330 x 145 x 58mm)	rosa	VE = 25 Paar
TRS-80010	Trittschaum MAXIMAL,		rosa	VE = 15 Paar
TRS-80020	Trittschaum PodoSCANN	(330 x 145 x 38mm)		VE=40 Paar
TRS-80030	Trittschaum Diabetic Step	(330 x 145 x 58mm)	blau	VE = 25 Paar
TRS-80030/16	Trittschaum Diabetic Step	(330 x 145 x 58mm)	rosa	VE = 25 Paar
TRS-80050	Trittschaum SlimLine	(330 x 145 x 22mm)	blau	VE = 48 Paar



ZUBEHÖR



Weiß		VE = 25 m	
Haftseite normal		Flauschseite normal	
Art. Nr.:	Breite:	Art. Nr.:	Breite:
KB-91221/1	20 mm	KB-91222/1	20 mm
KB-91226/1	25 mm	KB-91225/1	25 mm
KB-91231/1	30 mm	KB-91232/1	30 mm
KB-91239/1	38 mm	KB-91238/1	38 mm
KB-91251/1	50 mm	KB-91252/1	50 mm



Haut		VE = 25 m	
Haftseite normal		Flauschseite normal	
Art. Nr.:	Breite:	Art. Nr.:	Breite:
KB-91216	16 mm	KB-91217	16 mm
KB-91221	20 mm	KB-91222	20 mm
KB-91226	25 mm	KB-91225	25 mm
KB-91231	30 mm	KB-91232	30 mm
KB-91239	38 mm	KB-91238	38 mm
KB-91251	50 mm	KB-91252	50 mm
KB-912101	100 mm	KB-912100	100 mm



Schwarz		VE = 25 m	
Haftseite normal		Flauschseite normal	
Art. Nr.:	Breite:	Art. Nr.:	Breite:
KB-91216/2	16 mm	KB-91217/2	16 mm
KB-91221/2	20 mm	KB-91222/2	20 mm
KB-91226/2	25 mm	KB-91225/2	25 mm
KB-91231/2	30 mm	KB-91232/2	30 mm
KB-91239/2	38 mm	KB-91238/2	38 mm
KB-91251/2	50 mm	KB-91252/2	50 mm
KB-912101/2	100 mm	KB-912100/2	100 mm

Blau		VE = 25 m	
Haftseite normal		Flauschseite normal	
Art. Nr.:	Breite:	Art. Nr.:	Breite:
KB-91221/4	20 mm	KB-91222/4	20 mm
KB-91226/4	25 mm	KB-91225/4	25 mm
KB-91231/4	30 mm	KB-91232/4	30 mm
KB-91239/4	38 mm	KB-91238/4	38 mm
KB-91251/4	50 mm	KB-91252/4	50 mm



Marine		VE = 25 m	
Haftseite normal		Flauschseite normal	
Art. Nr.:	Breite:	Art. Nr.:	Breite:
KB-91216/5	16 mm	KB-91217/5	16 mm
KB-91221/5	20 mm	KB-91222/5	20 mm
KB-91226/5	25 mm	KB-91225/5	25 mm
KB-91231/5	30 mm	KB-91232/5	30 mm
KB-91239/5	38 mm	KB-91238/5	38 mm
KB-91251/5	50 mm	KB-91252/5	50 mm



Rot		VE = 25 m	
Haftseite normal		Flauschseite normal	
Art. Nr.:	Breite:	Art. Nr.:	Breite:
KB-91221/3	20 mm	KB-91222/3	20 mm
KB-91231/3	30 mm	KB-91232/3	30 mm
KB-91251/3	50 mm	KB-91252/3	50 mm



ZUBEHÖR – KLETTENBÄNDER (SELBSTKLEBEND)



Schwarz

VE = 25 m

Haftseite
selbstklebend

Art. Nr.:	Breite:
KB-5420/2	20 mm
KB-5430/2	30 mm
KB-5450/2	50 mm

Flauschseite
selbstklebend

Art. Nr.:	Breite:
KB-6420/1	20 mm
KB-6430/2	30 mm
KB-6450/2	50 mm

ZUBEHÖR – KLETTENBÄNDER (ELASTISCH)



Schwarz

VE = 25 m

Haftseite
elastisch

Art. Nr.:	Breite:
KB-5530/2	30 mm
KB-5550/2	50 mm

Flauschseite
elastisch

Art. Nr.:	Breite:
KB-6530/2	30 mm
KB-6550/2	50 mm

ZUBEHÖR – KLETTENBÄNDER



Klettenband Rücken an Rücken

VE = 25 m

Haft- und Flausch back to back

Art. Nr.:	Breite:	Farbe:
KB-91227/2	25 mm	schwarz
KB-91233/2	30 mm	schwarz
KB-91253/2	50 mm	schwarz



Polsterband

VE = 25 m

Art. Nr.:	Breite:	Farbe:
KB-91240/2	40 mm	schwarz
KB-91250/2	50 mm	schwarz



ZUBEHÖR – POLYESTERGURTE

Polyestergurt, feine und leichte Qualität

VE = 50 m

Art. Nr.:	Breite:	Farbe:
UB-247025/1	25 mm	weiß
UB-247025/2	25 mm	schwarz
UB-247025/3	25 mm	rot
UB-247030/2	30 mm	schwarz
UB-247050/1	50 mm	weiß
UB-247050/2	50 mm	schwarz



Polypropylengurt, mittelfeste Qualität
gerippt

VE = 100 m

Art. Nr.:	Breite:	Farbe:
UB-41020/2	20 mm	schwarz
UB-41025/2	25 mm	schwarz
UB-41030/2	30 mm	schwarz
UB-41040/2	40 mm	schwarz
UB-41050/2	50 mm	schwarz





Metallschlaufe oval
geschweißt - nickelfrei

VE = 100 Stück

Art. Nr.:	Breite:	Drahtstärke:	Durchlass:
DV-2020	20 mm	1.5 mm	5.0 mm
DV-2025	25 mm	1.8 mm	5.5 mm
DV-2030	30 mm	1.8 mm	5.5 mm
DV-2035	35 mm	1.8 mm	6.5 mm
DV-2040	40 mm	2.2 mm	6.5 mm
DV-2045	45 mm	2.2 mm	6.5 mm
DV-2050	50 mm	2.2 mm	6.5 mm



Metallschlaufe eckig
geschweißt - nickelfrei

VE = 100 Stück

Art. Nr.:	Breite:	Drahtstärke:	Durchlass:
DV-2820	20 mm	2.0 mm	8.2 mm
DV-2825	25 mm	2.2 mm	8.2 mm
DV-2830	30 mm	2.2 mm	9.2 mm
DV-2835	35 mm	2.2 mm	10.0 mm
DV-2840	40 mm	2.5 mm	10.0 mm
DV-2845	45 mm	2.5 mm	10.0 mm
DV-2850	50 mm	2.7 mm	10.0 mm



Kunststoff-Klappschnallen

VE = 25 Stück

Art. Nr.:	Farbe:	Breite:
DV-3225	weiß	25 mm
DV-3225/2	schwarz	25 mm

Hohlketten

Messing vernickelt

VE = 1.000 Stück

Art. Nr.:	Beschreibung:	Stärke:
UD-5002M	Kopfteil	10 mm
UD-6002M	Unterteil geschlossen	9 mm
UD-60020M	Unterteil offen	9 mm



Hohlketten

Messing vernickelt

VE = 1.000 Stück

Art. Nr.:	Beschreibung:	Stärke:
UD-5003M	Kopfteil	12 mm
UD-6003M	Unterteil geschlossen	12 mm
UD-60030M	Unterteil offen	12 mm





Vlieswalze VE = Stück

Art. Nr.: **WZ-79101** Beschreibung: 5/8" Innengewinde, 100 x 100 mm



Vlieswalze VE = Stück

Art. Nr.: **WZ-79104** Beschreibung: 5/8" Innengewinde, 75 x 100 mm



Vlieswalze VE = Stück

Art. Nr.: **WZ-79106** Beschreibung: 5/8" Innengewinde, 50 x 75 mm



Vlieswalze mit Schleifgewebe VE = Stück

Art. Nr.: **WZ-79100** Beschreibung: 5/8" Innengewinde, 100 x 100 mm mit Schleifgewebelamellen

Vliesscheibe mit Schleifgewebe VE = Stück

Lamellen-Vliesscheibe

Art. Nr.: **WZ-79103** Beschreibung: 16 mm Bohrung
200 x 50 mm mit Schleifgewebe (Korn 120)



Schleifscheibe VE = Stück

Lamellenschleifscheibe

Art. Nr.: **WZ-79200** Beschreibung: 16 mm Bohrung
200 x 50 mm nur Schleifgewebe (Korn 120)



Vliesscheibe VE = Stück

Art. Nr.: **WZ-79201** Beschreibung: 16 mm Bohrung
200 x 50 mm





Renia FIX-Konkurrenzkleber

VE = Stück

Art. Nr.:

KG-92404

Beschreibung:

Gebinde á 4 kg



Renia Verdünner zum Schnellkleber

VE = Stück

Art. Nr.:

KG-92505

Beschreibung:

Gebinde á 5 L



Renia Ortec Kontaktkleber

VE = Stück

Art. Nr.:

KG-92504

Beschreibung:

Gebinde á 4 kg



Renia Renol AL

Antistatischer Klebstoff

VE = Stück

Art. Nr.:

KG-92900

Beschreibung:

Gebinde á 4,0 kg



R&L Lösungsmittel

VE = Stück

Art. Nr.:

KG-90400

Beschreibung:

Gebinde á 5 L

[illegible]



Vaupel Orthopädie-Technik GmbH

Am Pannofen 49, 47608 Geldern

Telefon: +49(0)28 31 - 1 33 36 - 0

WhatsApp: +49(0)1 52 - 57 48 82 68

E-Mail: info@vaupel-online.de

www.vaupel-online.de

